

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd117/C-Kit Человека Для Проточной Цитометрии - P10721

Артикул: CM0012326



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против CD117/c-Kit человека, конъюгированное с для проточной цитометрии. Распознает рекомбинантный внеклеточный домен (аминокислоты 26-520). Реагирует с клетками человека, идеально подходит для исследований гемопоэтических стволовых клеток и тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD117/c-Kit человека
Примечания/Синонимы	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид	Человек
Идентификатор гена	3815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 26-520 CD117/c-Kit человека (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет