

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd119/Ifngr1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P15260

Артикул: CM0008019



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD119/IFNGR1 для проточной цитометрии (FC). Специфично к рецептору интерферона гамма 1 человека, ключевому иммунному регулятору. Подходит для исследований противовирусных, противоопухолевых и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD119/IFNGR1
Примечания/Альтернативные названия	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; рецептор интерферона гамма 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3459
ID гена	3459
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-245 человеческого CD119/IFNGR1. (NP_000407.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15260
Молекулярная масса белка	21 кДа/54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом