

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd119/Ifngr1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P15260

Артикул: CM0010405



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD119/IFNGR1. Разработаны для проточной цитометрии (FC) и валидированы с использованием рекомбинантного белкового антигена. Только для исследовательского использования, сырье для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD119/IFNGR1 мАт
Примечания/Псевдонимы	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; интерфероновый гамма-рецептор 1
Вид	Человек
ID гена	3459
Антиген	Рекомбинантный белок человеческого CD119/IFNGR1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15260
Молекулярный вес белка	21кДа/54кДа
Доставка	Сумка со льдом