

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd119/Ifngr1 Для Проточной Цитометрии - P15260

Артикул: CM0012193



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD119/IFNGR1, конъюгированное с , для проточной цитометрии (FC). Получено против внеклеточного домена, соответствующего аминокислотам 18-245; идеально подходит для изучения иммунных ответов, опосредованных рецептором интерферона-гамма. - P15260

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD119/IFNGR1
Примечания/синонимы	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
Вид	Человек
GeneID (человек)	3459
GeneID	3459
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-245 человеческого CD119/IFNGR1. (NP_000407.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15260
Молекулярная масса белка	21 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом