


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd11A Для Проточной Цитометрии (Fc) - P20701

Артикул: CM0004945



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD11a для проточной цитометрии (FC). Распознает альфа-цепь LFA-1 (интегрин альфа-L), ключевой рецептор адгезии лейкоцитов. Подходит для работы с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD11a
Примечания/Альтернативные названия	CD11A; LFA-1; LFA1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3683
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-340 человеческого CD11a (NP_002200.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	118 кДа/129 кДа/134 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом