


Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd11A - P20701

Артикул: CM0004483



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD11a для проточной цитометрии. Направлена на интегрин альфа-L (LFA-1) — рецептор адгезии лейкоцитов, участвующий во взаимодействиях иммунных клеток. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела против человеческого CD11a mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD11A; LFA-1; LFA1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3683
ID гена	3683
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-340 человеческого CD11a (NP_002200.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	118кДа/129кДа/134кДа
Доставка	Холодовая упаковка