


Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd11A Для Проточной Цитометрии - P20701

Артикул: CM0004527



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD11a (ITGAL, LFA-1), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований лейкоцитарной адгезии, иммунного синапса и цитолитической активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против человеческого CD11a мАт
Примечания/Псевдонимы	CD11A; LFA-1; LFA1A
Вид	Человек
ИД гена (человек)	3683
ИД гена	3683
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-340 человеческого CD11a (NP_002200.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	118 кДа/129 кДа/134 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником