


, Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd120B/Tnfrsf1B Для Проточной Цитометрии — P20333

Артикул: CM0006095



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD120b/TNFRSF1B (TNF-R2/p75). Валидировано для проточной цитометрии; подходит для изучения передачи сигналов TNF, апоптоза и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело к человеческому CD120b/TNFRSF1B
Примечания/синонимы	p75; TBPII; TNFR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
Вид	Человек
GeneID (человек)	7133
GeneID	7133
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-257 человеческого CD120b/TNFRSF1B (NP_001057.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20333
Молекулярная масса белка	28 кДа/48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом