

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd131 Для Проточной Цитометрии - P32927

Артикул: CM0011672



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD131 (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), общей бета-субъединицы рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF. Валидированы для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований гемопоэза и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD131
Примечания/Псевдоним	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1439
GeneID	1439
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-443 человеческого CD131 (NP_000386.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32927
Молекулярный вес белка	97 кДа
Доставка	С ледяным пакетом