

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd131 Для Проточной Цитометрии - P32927

Артикул: CM0008007



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD131 (CSF2RB), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на общую бета-субъединицу рецепторов IL-3/IL-5/GM-CSF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD131
Примечания/Альтернативные названия	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	1439
Gene ID	1439
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-443 человеческого CD131 (NP_000386.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32927
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом