


## Кроличья Антитело Mab Против Человеческого Cd134/Ox40 Для Фц — P43489

Артикул: CM0007860



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого CD134/OX40 (TNFRSF4). Разработано для проточной цитометрии (ФЦ) в исследованиях активации Т-клеток и иммунотерапии. Специфично к человеческому CD134.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья mAb против человеческого CD134/OX40                                                                             |
| Примечания/алиасы         | OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| ID гена (человек)         | 7293                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 29–216 человеческого CD134/OX40 (NP_003318.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | ФЦ                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                  |
| SWISS                     | P43489                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 29 кДа                                                                                                                   |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                        |