

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd138 (Синдекан-1) Для Проточной Цитометрии - P18827

Артикул: CM0009030



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD138/Syndecan-1 (SDC1), валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 23-251) обеспечивает высокую специфичность для исследований экзосом и биомаркеров рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD138, мКл
Примечания/Алиасы	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Вид	Человек
GeneID (человек)	6382
GeneID	6382
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-251 человеческого CD138 (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом