

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd138/Syndecan-1 Для Fc — P18827

Артикул: CM0011364



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против человеческого CD138 (Syndecan-1), для проточной цитометрии. Специфично к человеческому синдекану-1 — трансмембранному протеогликану, участвующему в биогенезе экзосом и развитии зубов. Идеально подходит для исследований рака и экзосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD138/Syndecan-1
Примечания/синонимы	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Вид	Человек
GeneID (человек)	6382
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–251 человеческого CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом