

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd138/Syndecan-1 Для Проточной Цитометрии — P18827

Артикул: CM0009197



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD138 (синдекан-1). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции экспрессии CD138 на плазматических клетках, исследований экзосом и изучения мембранных протеогликанов. Перекрестная реакция с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против человеческого CD138 мАнт
Примечания/Алиасы	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6382
ID гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот от 23 до 251 человеческого CD138 (NP_002988.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник