

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd13/Anпер Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0005667



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD13/ANPEP, валидированные для проточной цитометрии. CD13/ANPEP — это аминопептидаза, участвующая в переваривании пептидов и являющаяся рецептором для HCoV-229E. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик мАт против человеческого CD13/ANPEP
Примечания/Псевдонимы	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
GeneID (человек)	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярный вес белка	110 кДа
Доставка	Ледяной пакет