

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd13/Anпер Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0005755



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD13/ANPEP для проточной цитометрии. Обнаруживают аминопептидазу N на поверхности клеток лейкоцитов и опухолевых клеток. Реактивность с человеком, 110 кДа. Надежны для иммунотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD13/ANPEP мАт
Примечания/Псевдонимы	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
GeneID (человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярный вес белка	110 кДа
Доставка	Сумка со льдом