

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd13/Anпер Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0009788



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD13/ANPER, валидированное для проточной цитометрии (FC). Иммуноген рекомбинантного белка, покрывающий аминокислоты 69-967. Распознает нативную конформацию на поверхности клетки. Подходит для иммунофенотипирования и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD13/ANPER (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
GeneID (Человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPER (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом