

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd13/Anпер Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0004909



### введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого CD13/ANPEP для проточной цитометрии, нацеленные на аминопептидазу N (CD13) с молекулярной массой 110 кДа, экспрессируемую на клетках человека. Подходят для исследований в области ангиогенеза, онкологии и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb                     |
| Примечания/Псевдонимы     | APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150 |
| Вид                       | Человек                                              |
| ID гена (Человек)         | 290                                                  |
| ID гена                   | 290                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                 |
| Источник                  | Кролик                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                              |
| Применение                | FC                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                              |
| SWISS                     | P15144                                               |
| Молекулярная масса белка  | 110kDa                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                       |