

Моноклональное Антитело Кролика К Cd140B/Pdgfrβ Человека Для Проточной Цитометрии - P09619

Артикул: CM0009433



введение

Моноклональное антитело, конъюгированное с , валидированное для обнаружения CD140b/PDGFRβ человека методом проточной цитометрии. Подходит для изучения рецептора бета фактора роста, производного тромбоцитов, в исследованиях клеточной пролиферации, развития сосудов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD140b/PDGFRβ человека
Примечания/Синонимы	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; рецептор бета фактора роста, производного тромбоцитов
Вид	Человек
GeneID	5159
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-530 CD140b/PDGFRB человека (NP_002600.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09619
Молекулярная масса белка	37 кДа / 123 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет