


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd141/Тромбомодулину Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - P07204

Артикул: CM0010665



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD141/тромбомодулин человека (SWISS P07204). Предназначено для детекции тромбомодулина методом проточной цитометрии (FC) — эндотелиального рецептора, регулирующего коагуляцию, фибринолиз и воспаление. Валидировано для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD141/тромбомодулину человека
Примечания/Синонимы	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THRH12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7056
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 тромбомодулина человека (NP_000352.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет