


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd141/Тромбомодулина Для Проточной Цитометрии - P07204

Артикул: CM0008125



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD141/Тромбомодулина. Валидированы для проточной цитометрии, подходят для исследований гемостаза, свертывания крови и воспаления на эндотелиальных клетках. Диагностическое сырье для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого CD141/Тромбомодулина
Примечания/Псевдонимы	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPN12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7056
ID гена	7056
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/Тромбомодулина (NP_000352.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом