

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd142 Для Проточной Цитометрии — P13726

Артикул: CM0012492



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD142/тканевому фактору, валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Обнаруживает мембранный белок 33 кДа, необходимый для свертывания крови. Идеально подходит для исследований гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD142
Примечания/Альтернативные названия	TF; TFA; CD142
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	2152
ID гена	2152
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 34-251 человеческого CD142 (NP_001984.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13726
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С пакетом льда