

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd142 Для Проточной Цитометрии — P13726

Артикул: CM0009658



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому CD142, конъюгированное с красителем, предназначенное для применения в проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для исследований фактора свертывания III/тканевого фактора; конъюгат для прямого детектирования. Реактивность с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье МАб к человеческому CD142
Примечания/Алиасы	TF; TFA; CD142
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2152
Идентификатор гена	2152
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 34-251 человеческого CD142 (NP_001984.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13726
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим