

## Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd142 Для Проточной Цитометрии - P13726

Артикул: CM0009108



### введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD142 (Тканевый фактор/ТФ), валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с человеческими образцами. Подходит для исследований в области коагуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело к человеческому CD142 (mAb)                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | ТФ; TFA; CD142                                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID                             | 2152                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-251 человеческого CD142 (NP_001984.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                              | P13726                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 33 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |