

Rabbit Anti-Human Cd142 (Tissue Factor/Tf) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13726

Артикул: CM0008704



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого CD142 (тканевой фактор, TF), конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования свертывания крови, гемостаза и экспрессии TF в клетках человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD142 mAb
Примечания/Псевдоним	TF; TFA; CD142
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2152
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-251 человеческого CD142 (NP_001984.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13726
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	В ледяном пакете