

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd144/VE-Кадгерину Для Проточной Цитометрии - P33151

Артикул: CM0006046

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому VE-кадгерину (CD144), клон 7B4, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований клеточной адгезии эндотелия, сосудистой биологии и изучения клеточных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD144/VE-кадгерину
Примечания/Альтернативные названия	7B4; CD144
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1003
GeneID	1003
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-593 человеческого CD144/VE-кадгерина (NP_001786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33151
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом