

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd144/VE-Кадгерина Для Fc - P33151

Артикул: CM0007756

### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD144/VE-кадгерина для проточной цитометрии. Валидировано на образцах человека; подходит для изучения адгезии эндотелиальных клеток и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье моноклональное антитело против человеческого CD144/VE-кадгерина                                                                                               |
| Примечания/алиас          | 7B4; CD144                                                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 1003                                                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 1003                                                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-593 человеческого CD144/VE-кадгерина (NP_001786.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                 |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                                |
| Применение                | FC                                                                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                                                |
| SWISS                     | P33151                                                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 88 кДа                                                                                                                                                                 |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                                         |