


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd146 Для Проточной Цитометрии — P43121

Артикул: CM0008643



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому CD146 для проточной цитометрии (FC). Валидировано для человеческого CD146/MUC18. Подходит для изучения клеточной адгезии, метастазирования меланомы и биологии эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к человеческому CD146
Примечания/Синонимы	MCAM; CD146; MUC18; клеточная поверхностная гликопротеин MUC18
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4162
ID гена	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-559 человеческого CD146 (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	57 кДа/71 кДа
Доставка	Холодильный пакет