

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd146 Для Проточной Цитометрии - P43121

Артикул: CM0012682



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD146 (MUC18/MCAM) для проточной цитометрии. Валидировано для человеческих образцов; нацелено на молекулу клеточной адгезии, участвующую в метастазировании меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к CD146
Примечания/Синонимы	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Вид	Человек
ID гена (человек)	4162
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-559 человеческого CD146 (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	57кДа/72кДа
Доставка	Холодильный пакет