

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q13291

Артикул: CM0011948



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD150/SLAM, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен молекулы активации лимфоцитов; идеально подходит для иммунологических исследований Т-клеток, В-клеток и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD150/SLAM (мАт)
Примечания/Альтернативные названия	SLAM; CD150; CDw150
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-237 человеческого CD150/SLAM (NP_003028.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13291
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом