

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd150/Slam Для Fc - Q13291

Артикул: CM0008995



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD150/SLAM. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Подходит для профилирования иммунных клеток и исследований сигналинга SLAMF1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD150/SLAM (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	SLAM; CD150; CDw150
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6504
GeneID	6504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-237 человеческого CD150 (NP_003028.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13291
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом