

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q13291

Артикул: CM0010562



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с , специфичные к человеческому CD150/SLAM (SLAMF1), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на сигнальную молекулу активации лимфоцитов, участвующую в регуляции иммунных клеток и взаимодействии хозяина и патогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD150/SLAM мАт
Примечания/Псевдонимы	SLAM; CD150; CDw150
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6504
ID гена	6504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-237 человеческого CD150 (NP_003028.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13291
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом