

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd152/Ctla-4 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P16410

Артикул: CM0005781



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CTLA-4 (CD152). Для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах. Мишень ингибитора иммунных контрольных точек, критически важная для исследований регуляции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD152/CTLA-4 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Вид	Человек
GeneID	1493
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-162 человеческого CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутр)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16410
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В пакете со льдом