


Кролик Анти-Человеческий Cd157/Bst-1 Мат Для Пц - Q10588

Артикул: CM0009617



введение

Моноклональное антитело Кролик анти-Человеческий CD157/BST-1, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на человеческий CD157/BST-1 (SWISS Q10588), GPI-якорный АДФ-рибозилциклазу/гидролазу циклического АДФ-рибозы, участвующую в кальцевой сигнализации и росте пре-В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD157/BST-1 мат
Примечания/Псевдоним	CD157; cADPR2; BST1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	683
ID гена	683
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-292 человеческого CD157/BST-1 (NP_004325.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10588
Молекулярный вес белка	36кДа/29кДа
Доставка	Ледяной пакет