


Кроличий Моноклональный Анти-Человеческий Антитело Cd157/Bst-1 Для Проточной Цитометрии - Q10588

Артикул: CM0010958



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD157/BST-1. Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с антигеном человека. Идеально подходит для изучения CD157/BST-1 в процессах кальциевой сигнализации и роста пре-В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-человеческое антитело CD157/BST-1 mAb
Примечания/Синонимы	CD157; cADPR2; BST1
Вид	Человек
GeneID (человек)	683
GeneID	683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-292 человеческого CD157/BST-1 (NP_004325.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10588
Молекулярная масса белка	36 кДа/29 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет