

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Для Проточной Цитометрии — Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Артикул: CM0011072

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5), для проточной цитометрии. Валидированное для образцов человека, это антитело обеспечивает точный анализ рецепторов NK-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело к человеческому CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
Примечания/синонимы	NKAT9; CD158G□ CD158A□ NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Вид	Человек
GeneID (человек)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-245 человеческого CD158 (NP_055327.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Хладагент