

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd158A/Kir2Dl1 Для Проточной Цитометрии - P43626

Артикул: CM0004926



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD158a/KIR2DL1, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения рецепторов НК-клеток и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD158a/KIR2DL1 мАт
Примечания/Псевдоним	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3802
GeneID	3802
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-245 человеческого CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43626
Молекулярный вес белка	38кДа/41кДа
Доставка	Сумка со льдом