

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd161
Для Проточной Цитометрии - Q12918

Артикул: CM0009473



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD161 (KLRB1, NKR-P1A). Валидировано для применения в проточной цитометрии; подходит для иммунофенотипирования NK-клеток, субпопуляций Т-клеток и функциональных анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD161
Примечания/Альтернативные названия	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3820
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12918
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом