

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd161 Для Проточной Цитометрии - Q12918

Артикул: CM0005577



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD161 (KLRB1, NKR-P1A). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для обнаружения NK-клеток и Т-клеток памяти в периферической крови и образцах тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD161 мАт
Примечания/Псевдонимы	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3820
ID гена	3820
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12918
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом