

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd161 Для Проточной Цитометрии - Q12918

Артикул: CM0004114



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD161 (KLRB1, NKR-P1A) для проточной цитометрии. Специфично для человеческих образцов, детектирует мембранный рецептор массой 25 кДа, участвующий в ингибировании NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD161
Примечания/Альтернативные названия	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3820
ID гена	3820
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12918
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом