


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd162/PSgl-1 Для Проточной Цитометрии - Q14242

Артикул: CM0004894



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD162/PSGL-1 для проточной цитометрии. Нацелено на молекулу адгезии лейкоцитов, критически важную при воспалении и проникновении вирусов. Подходит для исследований на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD162/PSGL-1 mAb
Примечания/Алиасы	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6404
GeneID	6404
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-295 человеческого CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14242
Молекулярная масса белка	43кДа/44кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике