


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd162/Psgl-1 Для Проточной Цитометрии - Q14242

Артикул: CM0003998



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD162/PSGL-1, лиганд селектина. Валидировано для проточной цитометрии (FC) на человеческих лейкоцитах. Идеально для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD162/PSGL-1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6404
GeneID	6404
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-295 человеческого CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14242
Молекулярная масса белка	43кДа/44кДа
Условия доставки	В пакете со льдом