


Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd166/Alcam Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q13740

Артикул: CM0008976



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD166/ALCAM. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для исследований активации Т-клеток, клеточной адгезии и гемопоэтических стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье анти-человеческое мАнтитело к CD166/ALCAM
Примечания/Альтернативные названия	ALCAM; CD166; MEMD; антиген CD166
Вид	Человек
ID гена (человек)	214
ID гена	214
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	15кДа/33кДа/63кДа/65кДа
Доставка	С ледяным пакетом