


, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd166/Alcam Человека Для Проточной Цитометрии — Q13740

Артикул: CM0009334



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к CD166/ALCAM человека (UniProt Q13740), предназначенное для проточной цитометрии. CD166 участвует в клеточной адгезии, активации Т-клеток и приживлении гемопоэтических стволовых клеток. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье анти-CD166/ALCAM мАт
Примечания/синоним	MEMD; CD166
Вид	Человек
GeneID (человек)	214
GeneID	214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–526 CD166/ALCAM человека (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	15 кДа/33 кДа/63 кДа/65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом