

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd16b Меченая Для Пцф - O75015

Артикул: CM0008051



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело против человеческого CD16b (FCGR3B). Разработана для проточной цитометрии, детектирует низкоаффинный Fc-рецептор IgG на нейтрофилах. Полезна для исследований в области иммунологии и иммунных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого CD16b меченая
Примечания/Алиасы	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Вид	Человек
ID гена (человек)	2215
ID гена	2215
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-208 человеческого CD16b (NP_000561.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75015
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник