

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd16В Для Проточной Цитометрии - O75015

Артикул: CM0009097



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD16b (FcγRIIIb) для проточной цитометрии. Рецептор Fc IgG с низким сродством, экспрессируемый на нейтрофилах; подходит для исследований иммунных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD16b
Примечания/Альтернативные названия	CD16, CD16-I, CD16b, FCγ3, FCγR3, FCγR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Вид	Человек
Gene ID	2215
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого CD16b (NP_000561.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75015
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом