


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd170/Siglec-5 Для Проточной Цитометрии — O15389

Артикул: CM0011369



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD170/Siglec-5, валидированное для проточной цитометрии. Выявляет лектин 5, подобный иммуноглобулину, связывающий сиаловую кислоту, — молекулу адгезии на миелоидных клетках. Подходит для исследований иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD170/Siglec-5
Примечания/псевдонимы	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8778
GeneID	8778
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-434 человеческого CD170/Siglec-5 (NP_003821.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O15389
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом