


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd170/Siglec-5 Для Проточной Цитометрии - O15389

Артикул: CM0007920



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD170/Siglec-5 для проточной цитометрии. Подходят для исследований миелоидных клеток; перекрестная реакция с человеком. UniProt: O15389.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD170/Siglec-5
Примечания/Псевдонимы	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8778
GeneID	8778
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-434 человеческого CD170/Siglec-5 (NP_003821.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15389
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом