


Кролик Анти-Человеческий Cd171/L1Cam Мат - P32004

Артикул: CM0004097



введение

Моноклональное англо Кролик анти-Человеческий CD171/L1CAM, валидированное для проточной цитометрии (FC) в образцах человека. Нацелено на молекулу клеточной адгезии L1, критически важную для развития нейронов и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD171/L1CAM мат
Примечания/Псевдонимы	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Вид	Человек
GeneID	3897 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-1120 человеческого CD171/L1CAM (NP_000416.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32004
Молекулярный вес белка	140кДа
Доставка	Сумка со льдом