

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd171/L1Cam Человека Для Проточной Цитометрии — P32004

Артикул: CM0008875



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD171/L1CAM человека (нейральной молекулы клеточной адгезии L1). Валидировано для проточной цитометрии; подходит для исследований в области нейронауки, миграции нейронов и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-CD171/L1CAM mAb
Примечания/синонимы	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3897
Идентификатор гена	3897
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-1120 CD171/L1CAM человека (NP_000416.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P32004
Молекулярная масса белка	140 кДа/139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом